



CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN  
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

**PHỤ LỤC BỔ SUNG THÔNG TIN**  
**DANH MỤC VẬT TƯ, HOÀ CHẤT, SINH PHẨM GỎI (B5)**  
(Theo công văn số: 1056/CQCCSDT của Cơ quan Cảnh sát điều tra)

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Thông tin
									Năm đưa vào sử dụng
1	Filter tip 10µl	Đầu tip lọc 10µl chống dính (0.1-10µl) Low Retention Filtered Extended Length,	Có lớp phủ với độ bám dính thấp (Low Retention) trong lòng tips, giúp giảm gần như tuyệt đối hiện tượng bám dính trong lòng tips khi nhà dung dịch, đặc biệt hiệu quả với các dung dịch có độ nhớt cao, hoặc các dung môi như Ethanol...Thể tích hút: 0.1-10 µl-Tips lọc, dạng thuôn dài, đầu nhỏ, Đầu Tips dạng phễu thông, dùng nhiều loại pipette	Thermo Scientific	Mỹ	96 tips/hộp	Hộp	10	2021
2	Filter tip 100µl	Đầu tip lọc 100 µl chống dính (10-100µl) Low Retention Filtered Extended Beveled	Có lớp phủ với độ bám dính thấp (Low Retention) trong lòng tips, giúp giảm gần như tuyệt đối hiện tượng bám dính trong lòng tips khi nhà dung dịch, đặc biệt hiệu quả với các dung dịch có độ nhớt cao, hoặc các dung môi như Ethanol...Thể tích hút: 10 - 100µl-Tips lọc, dạng thuôn dài, đầu nhỏ, Đầu Tips dạng phễu thông, dùng nhiều loại pipette	Thermo Scientific	Mỹ	96 tips/hộp	Hộp	5	2021
3	Filter tip 200µl	Đầu tip lọc 200 µl chống dính (20-200µl) Low	Có lớp phủ với độ bám dính thấp (Low Retention) trong lòng tips, giúp giảm gần như tuyệt đối hiện tượng bám dính trong lòng tips khi nhà dung dịch, đặc	Thermo Scientific	Mỹ	96 tips/hộp	Hộp	10	2021



TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Thông tin
									Năm đưa vào sử dụng
		Retention Filtered Extended	biệt hiệu quả với các dung dịch có độ nhớt cao, hoặc các dung môi như Ethanol... Thẻ tích hút: 20 - 200µl <sup>l</sup> - Tips lọc, dạng thuôn dài, đầu nhỏ, Đầu Tips dạng phễu thông, dùng nhiều loại pipette						
4	Filter 1000µl tip	Đầu tip lọc 1000 µl chống dính (100-1000µl) Low Retention Filtered Extended Length	Có lớp phủ với độ bám dính thấp (Low Retention) trong lòng tips, giúp giảm gần như tuyệt đối hiện tượng bám dính trong lòng tips khi nhả dung dịch, đặc biệt hiệu quả với các dung dịch có độ nhớt cao, hoặc các dung môi như Ethanol... Thẻ tích hút: 100 - 1000µl <sup>l</sup> - Tips lọc, dạng thuôn dài, đầu nhỏ, Đầu Tips dạng phễu thông, dùng nhiều loại pipette	Thermo Scientific	Mỹ	96 tips/ hộp	Hộp	10	2021
5	Eppendorf 1,5 ml	Eppendorf 1,5ml	- Thẻ tích 1.5ml sản xuất bằng nhựa Polypropylene tinh khiết - Có thể trữ đông, hấp diệt trùng ở 121°C/ 20 phút, thành ống dày có thể chịu được tốc độ ly tâm 14000v/ phút. - Thiết kế nắp liền thân. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương	Biologix	Mỹ	Túi 500 chiếc	Túi	3	2021
6	Tăm bông cán nhựa - lấy dịch tỉ hầu	Sterile Flocked Swab (Nasal)	Tăm bông lấy mẫu tiết trùng, Ống nhựa PP, nắp nhựa HDPE, đầu bông, que nhựa mềm, Kích thước: ống 12*150mm, dày: 0.2mm, Ống trong suốt, nắp màu đỏ	Trung Quốc	Trung Quốc	Túi 1 cái	cái	1.500	2021

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Thông tin bổ sung	
									Năm đưa vào sử dụng	
7	Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm cán nhựa cứng lấy dịch họng	Sterile Flocked Swab (Oral)	Cán bằng nhựa đã tiệt trùng, dài 15cm Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng, Ống nhựa PP, nắp nhựa HDPE, đầu bông, que nhựa cứng, Kích thước: ống12*150mm, dày: 0.2mm, Ống trong suốt, nắp màu đỏ, hoặc màu xanh	Trung Quốc	Trung Quốc	Túi 1 cái	cái	1.500	2021	
8	Túi Polyme có khóa đựng bệnh phẩm	Túi Polyme có khóa đựng bệnh phẩm	Túi làm bằng chất liệu nhựa dẻo kích thước 20x30cm, có khóa ZIP màu đỏ	Việt Nam	Việt Nam	Gói 90 cái	cái	450	2021	
9	Đè lưới gỗ	Đè lưới gỗ	Đã tiệt trùng, không gây độc, không gây kích thích, đựng một lần. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương. Hạn sử dụng 24 đến 36 tháng.	Hoàng Sơn	Việt Nam	Cái	Cái	500	2021	
10	Hóa chất tách chiết sử dụng cho máy King Fisher Duo Prime	MagMAX Viral Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit	Bộ sản phẩm sử dụng công nghệ hạt từ tính Magax, đảm bảo phục hồi có thể tái tạo axit nucleic chất lượng cao tương thích với nhiều ứng dụng, bao gồm real-time PCR, digital PCR, và next-generation sequencing- Ứng dụng: được thiết kế để tách chiết và tinh sạch RNA và DNA từ vi rút và vi khuẩn gram âm trong các mẫu: máu, gạc, nước tiểu và môi trường vận chuyển virus (VTM)	Thermo Scientific	Mỹ/Singapore	100 Rnx/bộ	Bộ	8	2021	

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Thông tin bổ sung	
									Năm đưa vào sử dụng	
11	Vật tư tiêu hao cho King Fisher Duo Prime	King Fisher Duo Prime consumable	<p>Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KingFisher Flex Microtiter Deepwell 96 plate, V-bottom</li> <li>- KingFisher Duo 12-tip comb, for Microtiter 96 Deepwell plate</li> <li>- KingFisher Duo elution strip</li> </ul> <p>Tính năng:</p> <p>Sử dụng các tấm nhựa dùng một lần - làm bằng polypropylen, lý tưởng để xử lý hạt từ tính do ái lực liên kết thấp với các phân tử sinh học.</p>	Thermo Scientific	Mỹ/ Phần Lan	3 túi /bộ	Bộ	2	2021	
12	Môi trường vận chuyển vi rút	VTM tube	Ổng môi trường pha sẵn các chất để bảo quản vi rút đường hô hấp, có chất ức chế các vi khuẩn và vi rút khác	Nam Khoa	Việt Nam	Tuýp 15ml	Tuýp	1.000	2021	
13	Hóa chất môi dùng cho xét nghiệm Covid-19	SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit	<p>Kit dùng cho phản ứng khuếch đại ARN mục tiêu của mẫu bệnh phẩm, Có khả năng phát hiện mục tiêu chính xác, đáng tin cậy, gồm các thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 µl SuperScript™ III/Platinum™ Taq Mix</li> <li>• 2 × 1.25 ml 2X Reaction Mix</li> <li>• 1 ml Magnesium Sulfate (50 mM)</li> <li>• 100 µl ROX Reference Dye (25 µM)</li> </ul>	Invitrogen/ ThermoFisher Scientific	Mỹ	Bộ 100 phản ứng	Bộ	1	2021	
14	Hóa chất xét nghiệm gen RdRP loại F2 dùng cho Covid-19	RdRP_SARSR-F2	Trình tự GTGARATGGTCATGTGGCGG	IDT	Singapor/ Mỹ	200nM	Lọ	1	2021	
15	Hóa chất xét nghiệm gen	RdRP_SARSR-R1	Trình tự CARATGTTAAASACACTATTAGCATA	IDT	Singapor/	200nM	Lọ	1	2021	

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Thông tin
									Năm đưa vào sử dụng
	RdRP loại R1 dùng cho Covid-19				Mỹ				
16	Hóa chất xét nghiệm gen RdRP loại P2 dùng cho Covid-19	RdRP_SARSR-P2	Trình tự FAM- CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC-BBQ	IDT	Singapor/ Mỹ	100nM	Lọ	1	2021
17	Hóa chất xét nghiệm nhóm gen Sarbeco F1 dùng cho Covid-19	E_Sarbeco_F1	Trình tự ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT	IDT	Singapor / Mỹ	200nM	Lọ	1	2021
18	Hóa chất xét nghiệm nhóm gen Sarbeco R2 dùng cho Covid-19	E_Sarbeco_R2	Trình tự ATATTGCAGCAGTACGCACACA	IDT	Singapor / Mỹ	200nM	Lọ	1	2021
19	Hóa chất xét nghiệm nhóm gen Sarbeco P1 dùng cho Covid-19	E_Sarbeco_P1	Trình tự FAM - ACACTAGCCATCCTTACTGCGGCTTCG-BBQ	IDT	Singapor / Mỹ	100nM	Lọ	1	2021

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Thông tin bổ sung	
									Năm đưa vào sử dụng	
20	Chứng dương cho phân ứng real time RT-PCR	Wuhan coronavirus 2019 RdRP gene control (382bp)/ Wuhan coronavirus 2019 E gene control(306bp)	RdRP_Positive Control, E_Positive Control, là chứng dương của phân ứng phát hiện SARS-CoV-2 để phát hiện gen E và RdRp	IDT	Singapor / Mỹ	4 µg	Lọ	1	2021	
21	Nước cất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử	UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water	Nước cất không có RNase, 500ml, Trong suốt, pH 7, Lọc qua màng. Không có DNase, RNase, Không có protease. Dùng cho sinh học phân tử	Invitrogen/ Thermo Fisher Scientific	Mỹ	Chai 500ml	Chai	1	2021	
22	Dung dịch đệm dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử	TE Buffer (1X)	Thành phần 10 mM Tris-HCl (pH 8,0) 0,1 mM EDTA	Invitrogen/ Thermo Fisher Scientific	Mỹ	Lọ 100ml	Lọ	1	2021	
23	Dung dịch bảo quản DNA, RNA	UltraPure™ BSA (50 mg/mL)	Là albumin huyết thanh bò không acetyl hóa (BSA) tinh khiết sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn của DNA hoặc RNA. ống chứa 50 mg với nồng độ 50 mg / mL. Có tác dụng như một protein mang và như một chất ổn định trong các phản ứng enzym	Invitrogen/ Thermo Fisher Scientific	Mỹ	Lọ 50ml	Lọ	1	2021	
24	Dung dịch cồn tuyệt đối	Ethanol Absolute PA	Ethanol tuyệt đối, tinh khiết dùng trong sinh học phân tử	Merck	Đức	Chai 1000ml	lít	4	2021	
25	Sinh phẩm sàng lọc Covid-19	LightPower iVA SARS-CoV-2 1st rRT-PCR Kit	Phương pháp xét nghiệm: Taqman Real-time Onestep RT-PCR Chứng nội: Tích hợp sẵn trong kit. Đóng gói: Bộ 48 test	Việt Á-Việt Nam	Việt Nam	Bộ/48 test	Bộ	26	2021	

