



CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

PHỤ LỤC BỔ SUNG THÔNG TIN
DANH MỤC VẬT TƯ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM GỎI (B6)
(Theo công văn số: 1056/CQCCSDT của Cơ quan Cảnh sát điều tra)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Thông tin bổ sung	
								Năm đưa vào sử dụng	
I VẬT TƯ XÉT NGHIỆM									
1	Khẩu trang N95	Khẩu trang kháng khuẩn N95	N95 có nghĩa là lọc được 95% bụi mịn 0,3 micron trong không khí. Khẩu trang N95 được thiết kế để ôm khít vùng mũi và miệng người đeo. Khi được đeo đúng cách, khẩu trang này có thể ngăn chặn được ít nhất 95% khói bụi và vi khuẩn có trong không khí. Được sản xuất từ chất liệu vải không dệt, nên nó tương đối là mỏng, dễ sử dụng, mặc thoáng mát, không gây khó chịu cho người sử dụng. Chất liệu không thấm và chống bám dính. Bộ gồm: áo, quần, mũ, găng tay, khẩu trang, bọc giày, kính bảo hộ. Kích thước: L, XL	3M/Mỹ	20 cái/ hộp	Cái	240	2021	
2	Bộ quần áo phòng chống dịch màu xanh	Trang phục chống dịch		Việt Nam	Túi 01 bộ	Bộ	1.010	2021	
3	Natri Clorid 0,9%	Natri Clorid 0,9%	Dung dịch Natri Clorid 4,5g, nước cất	Bbraun	Chai 500ml	Chai	22	2021	
4	Túi đựng rác thải y tế màu vàng (KT 40x70)	Túi đựng rác thải y tế màu vàng (KT 40x70)	Nguyên liệu HDPE, màu vàng, được thiết kế hết sức chắc chắn, đảm bảo không bị thủng, bục vỡ. Kích thước: (KT 40x70). Có logo y tế	Việt Nam	Kg	Kg	11	2021	
5	Găng tay khám các cỡ (có bột chống dính)	Găng tay y tế Latex có bột các cỡ	Kích cỡ: Chiều dài tổng thể tối thiểu tất cả các số 240mm; Chiều rộng: cỡ XS (76mm ± 3); S (84mm ± 3); M (94mm ± 3); L (105mm ± 3); XL (113mm ± 3) Độ dày đầu ngón tay (0.16mm ± 0.02), độ dày lòng bàn tay (0.10mm ± 0.02); độ giãn dài tối thiểu trước lão hóa (650%) và độ giãn dài tối thiểu sau lão hóa (500%); lực kéo rách trước lão hóa min.7N, sau lão hóa min.6N. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, ISO	HP-Top Glove-Malaysia	Hộp 50 đôi	đôi	500	2021	



STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	DVT	Số lượng	Thông tin bổ sung	
								Năm đưa vào sử dụng	
			9001:2008; ISO 13485:2012+AC:2012; ISO 14001:2004						
6	Găng tay khám các cỡ (không có bột)	Găng tay khám cao su không bột Dermagrip các size XS, S, M, L	Kích cỡ: Chiều dài tổng thể tối thiểu tất cả các số 240mm; Chiều rộng: cỡ XS (76mm ± 3); S (84mm ± 3); M (94mm ± 3); L (105mm ± 3); XL (113mm ± 3) mặt ngoài găng có độ nhám ma sát khi cầm nắm, mức tổng lượng protein < 50µg/g Độ dày đầu ngón tay (0.16mm ± 0.02), độ dày lòng bàn tay (0.10mm ± 0.02); độ giãn dài tối thiểu trước lão hóa (650%) và độ giãn dài tối thiểu sau lão hóa (500%); Lực kéo rách trước lão hóa min. 7N, sau lão hóa min. 6N. Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm ² . Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, ISO 9001: 2008; ISO 13485:2012+AC:2012; ISO 14001:2004	WRP/Malaysia	Hộp 50 đôi	đôi	1.000		2021
7	Ông nghiệm nhựa có nắp	Ông nghiệm nhựa có nắp	Thể tích 5ml. Kích thước ông nghiệm 12x75mm * Ông nghiệm được làm bằng nhựa tinh khiết PS trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam	Túi 250 cái	Cái	500		2021
8	Tăm bông cán nhựa lấy dịch tế bào	Sterile Flocked Swab (Nasal)	Tăm bông tiệt trùng cán nhựa mềm đầu que chưa chồi lông/bông lấy mẫu. Kích thước chồi lông: 5x5x16mm. Chiều dài que: 154mm. Gói 1 que tiệt trùng	Trung Quốc	Túi 1 cái	cái	3.500		2021
9	Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm cán nhựa cứng lấy dịch họng	Sterile Flocked Swab (Oral)	Cán bằng nhựa đã tiệt trùng, dài 15cm, Ông nhựa PP, nắp nhựa HDPE, đầu bông, que nhựa cứng. Kích thước: ông 12*150mm, dày: 0.2mm, Ông trong suốt, nắp màu đỏ, hoặc màu xanh	Trung Quốc	Túi 1 cái	cái	2.400		2021
10	Môi trường vận chuyển vi rút	VTM tube	Ông môi trường pha sẵn các chất để bảo quản vi rút đường hô hấp, có chất ức chế các vi khuẩn và vi rút khác	Nam Khoa/Việt Nam	Tuyp 15ml	Ông	500		2021
11	Túi nilon trắng zipper	Túi nilon trắng zipper	Dùng đựng mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Chất liệu bằng nhựa PP. Kích Thuộc 17 x 24 cm	Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế-VN	Loại 280 cái/1 kg	Kg	4		2021
12	Cồn 70 độ (chai)	Cồn 70 độ (500ml/chai)	Đóng chai; Thành phần chính Ethanol 70% , dung dịch dùng ngoài	CTCP Hóa được/Việt Nam	chai 500ml	chai	50		2021

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Thông tin bổ sung	
								Năm đưa vào sử dụng	
13	Filter tip 10pl	Đầu tip lọc 10pl chống dính (0.1- 10pl) Low Retention Filtered Extended Length,	Có lớp phủ với độ bám dính thấp (Low Retention) trong lòng tips, giúp giảm gần như tuyệt đối hiện tượng bám dính trong lòng tips khi nhà dung dịch, đặc biệt hiệu quả với các dung dịch có độ nhớt cao, hoặc các dung môi như Ethanol... .Thế tích hút: 0.1-10 pl- Tips lọc, dạng thuôn dài, đầu nhỏ, Đầu Tips dạng phễu thông, dùng nhiều loại pipette	Thermo Scientific/Mỹ	96 tips/hộp	Hộp	25	2021	
14	Filter tip 100pl	Đầu tip lọc 100 pl chống dính (10- 100pl) Low Retention Filtered Extended Beveled	Có lớp phủ với độ bám dính thấp (Low Retention) trong lòng tips, giúp giảm gần như tuyệt đối hiện tượng bám dính trong lòng tips khi nhà dung dịch, đặc biệt hiệu quả với các dung dịch có độ nhớt cao, hoặc các dung môi như Ethanol.Thế tích hút: 10- 100pl- Tips lọc, dạng thuôn dài, đầu nhỏ, Đầu Tips dạng phễu thông, dùng nhiều loại pipette	Thermo Scientific/Mỹ	96 tips/hộp	Hộp	25	2021	
15	Filter tip 200pl	Đầu tip lọc 200 pl chống dính (20- 200pl) Low Retention Filtered Extended	Có lớp phủ với độ bám dính thấp (Low Retention) trong lòng tips, giúp giảm gần như tuyệt đối hiện tượng bám dính trong lòng tips khi nhà dung dịch, đặc biệt hiệu quả với các dung dịch có độ nhớt cao, hoặc các dung môi như Ethanol... .Thế tích hút: 20- 200pl- Tips lọc, dạng thuôn dài, đầu nhỏ, Đầu Tips dạng phễu thông, dùng nhiều loại pipette	Thermo Scientific/Mỹ	96 tips/hộp	Hộp	25	2021	
16	Filter tip 1000pl	Đầu tip lọc 1000 pl chống dính (100- 1000pl) Low Retention Filtered Extended Length	Có lớp phủ với độ bám dính thấp (Low Retention) trong lòng tips, giúp giảm gần như tuyệt đối hiện tượng bám dính trong lòng tips khi nhà dung dịch, đặc biệt hiệu quả với các dung dịch có độ nhớt cao, hoặc các dung môi như Ethanol . Thế tích hút: 100- 1000pl- Tips lọc, dạng thuôn dài, đầu nhỏ, Đầu Tips dạng phễu thông, dùng nhiều loại pipette	Thermo Scientific/ Mỹ	96 tips/hộp	Hộp	35	2021	

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	DVT	Số lượng	Thông tin bổ sung	
								Năm đưa vào sử dụng	
17	Eppendorf 1,5 ml	Eppendorf 1,5 ml	Thể tích 1.5ml sản xuất bằng nhựa Polypropylene tinh khiết. Có thể trữ đông, hấp tiệt trùng ở 121°C/ 20 phút, thành ống dày có thể chịu được tốc độ ly tâm 14000v/phút. Thiết kế nắp liền thân. Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương	Biologix/Mỹ	Túi 500 chiếc	Túi	5		2021
18	Ông Falcon tiệt trùng 15ml	Ông Falcon tiệt trùng 15ml	Ông ly tâm, nắp vặn đã tiệt trùng. Chất liệu: PP Dung tích: 15 ml Có chia vạch định mức thể tích. Có đai màng nhám đục để ghi nhãn mác. Không chứa nội độc tố, nonpyrogenic. Không nhiễm RNase/Dnase/Protease	Trung Quốc	Ông	Ông	3.500		2021
II. HÓA CHẤT, SINH PHẨM									
1	Trueline COVID-19 Ag Rapid Test	Trueline COVID-19 Ag Rapid Test	Độ nhạy tương quan: 96,30% (95%CI*: 90,86%- 98,55%) Độ đặc hiệu tương quan: 99,75% (95%CI*: 98,61%-99,96%) Độ chính xác tương quan: 99,02% (95%CI*: 97,73%-99,58%) *95% CI: Khoảng tin cậy 95%. Cung cấp gồm gồm: 25 xét nghiệm, 25 khay thử, 1 lọ đệm chiết mẫu, 25 que lấy mẫu vô trùng; 25 ống chiết mẫu có nắp nhỏ giọt; 1 giá đỡ ống mẫu; 1 hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016	Công ty TNHH Medicom/Việt Nam	Hộp 25 xét nghiệm	Test	400		2021
2	Dung dịch cồn tuyệt đối	Ethanol Absolute PA	Ethanol tuyệt đối, tinh khiết dùng trong sinh học phân tử	Merck/Đức	Chai 1000 ml	chai	2		2021
3	Hóa chất tách chiết DNA&RNA	Bộ tách chiết DNA & RNA	Bộ tách chiết bằng công nghệ hạt từ thành phần chính: hạt từ học silica 1ml x3; lysis buffer 40mlx2; wash 1buffer 50ml x2; wash 2buffer 50ml x 2 ;wash 3buffer 50ml x1 ; proteinase K 1ml x2; tris, EDTA 5ml x4	Nam Khoa/Việt Nam	Hộp 96 test	Hộp	4		2021

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Thông tin bổ sung	
								Năm đưa vào sử dụng	
4	Vật tư tiêu hao cho King Fisher Duo Prime	King Fisher Duo Prime consumable	Bao gồm: - KingFisher Flex Microtiter Deepwell 96 plate, V-bottom (50 cái/hộp). - KingFisher Duo 12-tip comb, for Microtiter 96 Deepwell plate (50 cái/hộp). - KingFisher Duo elution strip (40 cái/hộp) Tinh năng: Sử dụng các tấm nhựa dùng một lần làm bằng polypropylen, lý tưởng để xử lý hạt từ tinh do ái lực liên kết thấp với các phân tử sinh học.	Thermo Scientific/ Mỹ	3 túi/bộ	Bộ	1	2021	
5	Kit tách chiết QIAamp viral RNA mini kit	Kit tách chiết QIAamp viral RNA mini kit	QIAamp viral RNA mini kit (Code: 52906)- Ứng dụng: PCR, qPCR, real-time PCR- Khối lượng rửa giải: 50 µl-Số lượng mẫu: 140 µl- Thời gian môi lần chạy: 20-40 phút - Hiệu suất: > 90%- Tách chiết DNA/RNA virus, vi khuẩn- Phương pháp tách chiết: Ly tâm hoặc hút chân không- Công nghệ: Silica Bảo quản nhiệt độ 15-25°C	Qiagen Đức	Hộp 250 test	Hộp	2	2021	
6	Sinh phẩm chẩn đoán phát hiện vi rút SARS CoV-2	LightPower iVA SARS-CoV-2 1st rRT-PCR Kit	Phương pháp xét nghiệm: Taqman Real-time Onestep RT-PCR, Chứng nội: Tịch hợp sẵn trong kit. Phát hiện định tính virus SARS CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới bằng kỹ thuật One step real-time RT-PCR. Kit được pha chế ở dạng "ready to use" (sẵn sàng sử dụng), có thể sử dụng ngay mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ công đoạn pha chế nào, giúp tránh sai sót và tăng tốc xét nghiệm. Tích hợp chứng nội (IC) trong cùng phản ứng với gene đích (chứ không chạy riêng với gene đích) để kiểm soát âm tính giả cả bước lấy mẫu, bước tách chiết RNA và bước real time RT-PCR. Kit định lượng có sản phẩm PCR ≤ 100bp. Kit định tính, định genotype có sản phẩm PCR ≤ 200bp. Giới hạn phát hiện (LOD): ≤ 5 copy. Độ đặc hiệu lâm sàng: 100%.	Việt Á /Việt Nam	Bộ/48 test	Bộ	13	2021	

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Thông tin bổ sung	
								Năm đưa vào sử dụng	
7	Sinh phẩm sàng lọc Covid 19 bằng Máy ELISA	IVD, CoV-2 IgG	Sử dụng phương pháp huyết thanh học phát hiện kháng thể IgG trong mẫu bệnh phẩm bao gồm: 01 Phiến vi lượng 96 giếng, 01 lọ PBS 20X, 01 tuýp Tween 20, 01 tuýp Skim milk, 01 tuýp chứng dương, 01 tuýp chứng âm, 01 tuýp công hợp IgG, 01 tuýp cơ chất A, 01 tuýp cơ chất B, 01 lọ dung dịch dùng phân ứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng	Trung tâm NC SX vắc xin và SP y tế/Việt Nam	Hộp 90 test/bộ	Bộ	3	2021	
8	Sinh phẩm sàng lọc Covid 19 bằng Máy ELISA	IVD, CoV-2 IgM	Sử dụng phương pháp huyết thanh học phát hiện kháng thể IgM trong mẫu bệnh phẩm bao gồm: 01 Phiến vi lượng 96 giếng, 01 lọ PBS 20X, 01 tuýp Tween 20, 01 tuýp Skim milk, 01 tuýp chứng dương, 01 tuýp chứng âm, 01 tuýp công hợp IgM, 01 tuýp cơ chất A, 01 tuýp cơ chất B, 01 lọ dung dịch dùng phân ứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng	Trung tâm NC SX vắc xin và SP y tế/Việt Nam	Hộp 90 test/bộ	Bộ	3	2021	