



CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

PHỤ LỤC BỔ SUNG THÔNG TIN
DANH MỤC VẬT TƯ, HOÀ CHẤT, SINH PHẨM GỎI (B13)
(Theo công văn số: 1056/CQCSĐT của Cơ quan Cảnh sát điều tra)

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Khối lượng mỗi đầu	Đơn vị	Mô tả hàng hóa (1)	Nước sản xuất	Thông tin bổ sung	
							Năm đưa vào sử dụng	
I. Vật tư xét nghiệm, bảo hộ PCD								
1	Đầu côn có màng lọc 10µL	Filter Tip 10µL	32	Hộp	- Đầu tip có lọc 10 µL, chia vạch; - Làm bằng nhựa HDPE, không có chất phụ gia cellulose; - Màng lọc làm bằng vật liệu trơ, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 - 4 lần so với màng lọc khác; - Đầu tip có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lượng ít bám dính đầu tip, Hộp 96 tip.	Suzouh Cellpro Biotechnology (Trung Quốc) sản xuất cho Suzhou Medmay Biotechnology (Trung Quốc)/ Trung Quốc	2021 +2022	
2	Đầu côn có màng lọc 100 µL	Filter Tip 100µL	20	Hộp	- Đầu tip có lọc 100 µL, chia vạch; - Làm bằng nhựa HDPE, không có chất phụ gia cellulose; - Màng lọc làm bằng vật liệu trơ, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 - 4 lần so với màng lọc khác; - Đầu tip có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lượng ít bám dính đầu tip, Hộp 96 tip.	Suzouh Cellpro Biotechnology (Trung Quốc) sản xuất cho Suzhou Medmay Biotechnology (Trung Quốc)/ Trung Quốc	2021 +2022	
3	Đầu côn có màng lọc 200 µL	Filter Tip 200µL	37	Hộp	- Đầu tip có lọc 200 µL, chia vạch; - Làm bằng nhựa HDPE, không có chất phụ gia cellulose; - Đầu tip có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lượng ít bám dính đầu tip, Hộp 96 tip.	Suzouh Cellpro Biotechnology (Trung Quốc) sản xuất cho Suzhou Medmay Biotechnology (Trung Quốc)/ Trung Quốc	2021 +2022	

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Khối lượng mỗi thân	Đơn vị	Mô tả hàng hóa (1)	Nước sản xuất	Thông tin bổ sung	
							Năm đưa vào sử dụng	
					<p>nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác;</p> <p>- Dầu tıp có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lượng ít bám dính đầu tıp, Hộp 96 tıp.</p> <p>- Dầu tıp có lọc 1000 µL, chia vạch;</p> <p>- Làm bằng nhựa HDPE, không có chất phụ gia cellulose;</p> <p>- Màng lọc làm bằng vật liệu trơ, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác;</p> <p>- Dầu tıp có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lượng ít bám dính đầu tıp, Hộp 96 tıp.</p>	<p>Medmay Biotechnology (Trung Quốc)/ Trung Quốc</p> <p>Suzouh Cellpro Biotechnology (Trung Quốc) sản xuất cho Suzhou Medmay Biotechnology (Trung Quốc)/ Trung Quốc</p>		
4	Đầu côn có màng lọc 1000 µL	Filter Tip 1000µL	105	Hộp	<p>Chất liệu vải không dệt, 4 lớp, 1 lớp giấy lọc, kháng khuẩn, các lớp còn lại vải 2s, hiệu suất lọc 99,9%. Đạt chuẩn Iso 9001:2015&13485, Hộp 50 đôi.</p> <p>Được làm từ cao su tổng hợp Nitrile Butadien Rubber, không chứa Protein, không gây dị ứng, màu trắng. Dùng được cả 2 tay, cổ tay được se viên, có gân nhám ở đầu ngón tay. Độ rộng lòng bàn tay 75 -105 ± 5 mm, chiều dài tối thiểu 230mm. Độ dày: Dầu ngón tay:(min 0,08 mm) và lòng bàn tay (min 0,06mm). Độ bền sức căng nhỏ nhất trước lão hoá: 14 Mpa; % độ co giãn min 500, Sau lão hoá 14 Mpa, % độ co giãn 400. Độ co giãn nhỏ nhất trước lão hoá là 650%, sau lão hoá là 500%. Trọng lượng 3.5gr. Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 9001:2015; 13485:2016; ISO 22000:2005. Dựa theo tiêu</p>	<p>Công ty TNHH Dầu tự và Thương mại An Lành/ Việt Nam</p>		2021 +2022
5	Khẩu trang y tế 4 lớp	KTYT, Khẩu trang y tế 4 lớp	2.000	Cái				2021 +2022
6	Găng tay không bột	Găng kiểm tra không bột dùng trong y tế	6.000	Đôi		<p>Công ty CP Merufa/Việt Nam</p>		2021 +2022

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Khối lượng mỗi thân	Đơn vị	Mô tả hàng hóa (1)	Nước sản xuất	Thông tin bổ sung	
							Năm đưa vào sử dụng	
7	Găng tay khám có bột, chưa diệt trùng	Găng kiểm tra dùng trong y tế	6.000	Đôi	<p>chuan đánh giá chất lượng sản phẩm của Mỹ ASTM D 3578 (O5). Áp dụng GMP theo hướng dẫn của FDA, Hộp 50 đôi.</p> <p>Găng tay cao su khám bệnh có bột dài 230mm. Có tem chống hàng giả được dán ở hai đầu hộp găng. Được sản xuất bởi công nghệ Malaysia (Made by Malaysia technology) Được chế tạo từ hỗn hợp: Cao su tự nhiên, Hitesilic (canxi cacbonat), lưu huỳnh, bột báp biến tính (USP Grade). Hàm lượng độ bột: Max 10mg/dm² (đưa theo tiêu chuẩn ASTM D6124, EN455-03). Hàm lượng Protein: Max 200µg/dm² (đưa theo tiêu chuẩn ASTM D5712, EN455-3). Màu sắc: Màu trắng tự nhiên của latex. Đặc điểm: Thuận cả hai tay, cổ tay được se viền. Hộp 50 đôi.</p>	Công ty CP Mervifa/Việt Nam	2021 +2022	
8	Trang phục chống dịch cấp độ 4	Trang phục phòng dịch	2.000	Bộ	<p>Thành phần 1 bộ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ áo, quần, mũ dạng liền vải PP: 1 Bộ - Bọc giấy: 1 đôi - Khẩu trang y tế AN 95: 1 Cái - Tắm che mắt: 1 cái - Găng tay y tế: 1 đôi + Bộ mũ, áo, quần dạng liền và bao giày làm từ chất liệu vải PP nguyên sinh và hỗn hợp màng PE tráng phủ trực tiếp lên vải bằng công nghệ laminate. Định lượng: 55-65g/ m2. Có hiệu suất rào cản đạt cấp độ 4 theo tiêu chuẩn ASTM F1671 + Khẩu trang y tế AN95 đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 + Tắm che mắt: được làm từ nhựa Polyethylene terephthalate (PET) trong suốt. Có thể làm sạch hoặc khử 	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành/Việt Nam	2021 +2022	

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Khối lượng mỗi đầu	Đơn vị	Mô tả hàng hóa (1)	Nước sản xuất	Thông tin bổ sung	
							Năm đưa vào sử dụng	
9	Khẩu trang 3M- N95	1860, 3M™ Healthcare Respirator and Surgical Mask	2.000	Cái	Khẩu trang 3M-N95 1860 Xuất xứ: Chính hãng 3M Trọng lượng nhẹ, thoải mái và thuận tiện Dây đeo và các loại băng cao su Vật liệu lọc carbon cho khí cấp độ yếu và hơi nhẹ Hiệu quả lọc vi khuẩn 99%.	3M Innovation Singapore Pte (Singapore) sản xuất cho 3M Company, 3M Healthcare, 3m center (Mỹ)/Singapore	2021 +2022	
10	Cồn 70 độ	Cồn 70 độ	100	Chai	Cồn 70 độ khả năng diệt khuẩn tốt. Chai 500ml. Công thức hóa học C2H5OH, sử dụng trong y tế.	Công ty TNHH hóa chất và thiết bị Y tế Thuận Phát/Việt Nam	2021 +2022	
11	Ông nghiệm nhựa có nắp	LK C006, Ông nghiệm nhựa PS có nút	5.000	Cái	Nhựa PP màu trắng. Nắp bao ngoài màu đỏ. Có nhãn đề ghi thông số bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, Túi 250 cái.	Công ty cổ phần nhựa Đức Minh/ Việt Nam	2021 +2022	
12	Ông Falcon	CT0007, Ông	12.000	Cái	Ông lỵ tâm đáy chóp được sản xuất từ nhựa PP	MIDA/Việt Nam	2021 +2022	

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Khối lượng môi trường	Đơn vị	Mô tả hàng hóa (1)	Nước sản xuất	Thông tin bổ sung	
							Năm đưa vào sử dụng	
	15ml	thử nghiệm ly tâm 15ml, nắp rời			siêu tinh khiết (ultra-clear polypropylene). - Nắp vặn: Thiết kế bằng, chất liệu HDPE - Tiệt trùng: EO (loại tiệt trùng) - Thiết kế kín, chống rò rỉ - Chia vạch được in bằng mực đen trên thân ống giúp dễ dàng quan sát. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 500 cái/ Thùng.			
13	Tấm bông lấy dịch ty hầu	Specimen Collection	16.000	Cái	Chất liệu: - Cán bằng nhựa PP/ABS - Đầu bông: Bông nylon flocced, chiều dài 150mm. - Có khác bề ở vị trí 80mm. - Tiệt trùng: đã tiệt trùng bằng phương pháp EO Gas. - Mục đích sử dụng: sử dụng để lấy dịch ty hầu trong các xét nghiệm tìm virus., 1 cái/túi.	Shandong Chengwu Medical Products Factory (Trung Quốc) sản xuất cho Suzhou Medmay Biotechnology (Trung Quốc)/ Trung Quốc		2021 +2022
14	Que lấy mẫu dịch họng	Que xét nghiệm (que lấy dịch họng)	16.000	Chiếc	Cán bằng nhựa, dài 150mm, có khít bề vị trí 85mm. Đầu bông nylon flocced, rộng 6mm; dày 6mm; dài 20mm. Tiệt trùng, đóng gói riêng từng chiếc. 1chiếc/ túi.	Công ty CP Dược và Thiết bị Y tế Phúc Hà/Việt Nam		2021 +2022
15	Đè lưới gỗ dùng 1 lần	Đè lưới gỗ	1.000	Que	Que gỗ đè lưới: Rộng 2cm, dài 15cm. Không bị ẩm, mốc. Không bị xơ gãy tổn thương niêm mạc., 1 que/1 bao nhựa, hộp 100 que.	Công ty CP Dược và Thiết bị Y tế Phúc Hà/Việt Nam		2021 +2022
16	Túi đựng rác màu vàng có dây, có logo ATSH, có chữ: Túi	Túi đựng rác thải y tế	30	Kg	Túi đựng rác màu vàng có logo ATSH Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE. Có vạch giới hạn: KHÔNG ĐƯỢC ĐỪNG QUÁ VẠCH NÀY., Cuộn 1 Kg.	Tân Lập/Việt Nam		2021 +2022

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Khối lượng mỗi thân	Đơn vị	Mô tả hàng hóa (1)	Nước sản xuất	Thông tin bổ sung	
							Năm đưa vào sử dụng	
	đựng rác thải y tế							
17	Dài 8 ống realtime PCR	PCR tube 0.2ml	120	Dài	Ống 0,2ml có nắp dùng để chứa đựng mẫu dùng cho phản ứng chuỗi polymerase PCR. Dạng dài 8 ống, nắp đơn/nắp liền - Không chứa: chất ức chế phản ứng chuỗi polymerase PCR, pyrogens, DNA, RNase, DNase. - Không chứa kim loại, khử trùng được ở 121 độ C trong 15 phút	Suzouh Cellpro Biotechnology (Trung Quốc) sản xuất cho Suxhou Medmay Biotechnology (Trung Quốc)/ Trung Quốc	2021 +2022	
18	Tube eppendorff 1.5 ml có nắp dính kèm	Micron centrifuge tube	08	Gói	Tube ly tâm 1.5 ml màu trong, đã khử trùng và có công nghệ Maxymum Recovery chống bám dính. Có nắp bất, có bề mặt nắp mờ để ghi nhãn, tấm dán mờ ở mặt bên để có thể viết lên và một lỗ nhỏ ở giữa nắp. Chịu được lực tới 14,000 RCF, nắp bấm đảm bảo hiệu quả. Màng mỏng ở giữa nắp cho phép việc dễ dàng thao tác bằng kim tiêm RNase-/DNase-free Nonpyrogenic, Gói 500 cái.	Suzouh Cellpro Biotechnology (Trung Quốc) sản xuất cho Suxhou Medmay Biotechnology (Trung Quốc)/ Trung Quốc	2021 +2022	
II. Hóa chất, sinh phẩm, môi trường								
1	Bộ tách chiết DNA/ RNA	Nucleic Acid Extraction	704	Test	Thành phần gồm: - Hạt từ: 04 lọ - Dung dịch rửa-1: 01 lọ - Dung dịch rửa-2: 01 lọ - Dung dịch ly giải: 01 lọ - Hóa chất hạt từ: 01 lọ - Dung dịch rửa: 01 lọ - Đĩa phân ứng: 02 chiếc - Proteinase K: 01 lọ	Acon Biotech (HangZhou) Co.Ltd (Trung Quốc) sản xuất cho Acon Laboratoris (Mỹ)/Trung Quốc	2021 +2022	

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Khối lượng môi trường	Đơn vị	Mô tả hàng hóa (1)	Nước sản xuất	Thông tin bổ sung	
							Năm đưa vào sử dụng	
					- Dầu paraffin: 01 lọ 32 test/hộp.			
2	Hóa chất tách chiết DNA & RNA	LS022PA++, Bộ xét nghiệm IVD NK DNARNAPrep -Magbead kit	04	Hộp	Bộ tách chiết bằng công nghệ hạt từ, thành phần chính: Hạt từ bọc silica; lysis buffer; wash 1buffer; wash 2buffer; wash 3buffer; proteinase K; tris, EDTA. Hộp 96 test.	Nam Khoa/Việt Nam	2021 +2022	
3	Vật tư tiêu hao cho King Fisher Duo Prime	Bộ nhựa ly trích DNA/RNApre p-Magbead-Duo	04	Bộ	Bao gồm: - Deepwell 96D (2Túi, mỗi túi 4c) - Típ com D (Túi 8c) - Elution Strip D (Túi 1c) 4 túi/bộ.	Nam Khoa/Việt Nam	2021 +2022	
4	MagMAX Viral Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (Bộ 100 test/ Thermo)	A42352, MagMax Viral Pathogen Nucleic Acid Isolation	200	Test	Được thiết kế để tách chiết và tinh sạch RNA và DNA từ vi rút và vi khuẩn gram âm trong các mẫu: máu, gạc, nước tiểu và môi trường vận chuyển virus (VTM) bao gồm: 55 mL Binding Solution, store at room temperature 100 mL Wash Solution, store at room temperature 10 mL Elution Solution, store at room temperature Thermo Scientific Thermo Scientific 1 mL Proteinase K, store at room temperature 2 mL DNA/RNA Binding Beads, store at room temperature (Bộ 100 test/ Thermo)	Thermo Fisher Scientific/Mỹ	2021 +2022	

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Khối lượng mỗi thân	Đơn vị	Mô tả hàng hóa (1)	Nước sản xuất	Thông tin bổ sung	
							Năm đưa vào sử dụng	
5	Allplex SARS-CoV-2 Assay	RV10248X Allplex™Sart CoV-2 Assay	10	Bộ	Nguyên lý: Phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch phết mũi họng, Dịch rửa phế quản, dịch rửa mũi họng, dịch ty hầu, đờm - Phát hiện 3 gen đích: E gene, N gene, RdRP gene trong cùng một ống - Bộ kit tích hợp chứng nội IC - Thời gian chạy chu trình nhiệt trên máy real-time PCR: <80 phút - Độ nhạy: < 4200 copies/mL - Đánh giá phù hợp làm sàng: > 93% 500 µl 2019-nCOV MOM; + 200 µl Real-time One-step Enzyme; + 500 µl 5X Real-time One-step Buffer; + 80 µl 2019-nCOV PC+ 1000 µl RP-V IC+ Rnase -free Water; Nhiệt độ bảo quản: -20°C Bộ 100test.	Seegene Inc/Hàn Quốc	2021 +2022	
6	Hóa chất cho máy Realtime PCR một bước (Super Script III Platinum One-Step qRT-PCR Kit)	11732020 Supet Script III Platinum One-step qRT-PCR Kit	04	Hộp	Thành phần: Hỗn hợp enzyme 1 bước, đệm phân ứng 2X, Nước không chứa RNase, Magnesium Sulfate (50 mM), đại tham chiếu ROX (25 µM), hộp 100test.	Invitrogen (Mỹ) thuộc Thermo Fisher (Mỹ)/Mỹ	2021 +2022	
7	Natri Clorid 0,9%	Natri Clorid 0,9%	50	Chai	Dung dịch Natri Clorid 4,5g, nước cất pha. Chai 500ml.	Nam Khoa/Việt Nam	2021 +2022	